

# Multi Mol Hya Gel

Fugtmagnet med hyaluronsyre og ferskenvand.

PANDHY'S™  
safe cosmetics

Ferskenvands-baseret PANDHY'S™ Multi Mol Hya Gel indeholder en blanding af **fire typer hyaluronsyrer** : Lige fra "lav-" til "mellem-molekylær" til "høj-molekylærvægt", der passer til de forskellige dybdelag i huden.

HA med høj molekylvægt vil fugte de øverste epidermale lag, mens HA'er med lavere molekylvægt vil trænge ned i de dybere niveauer af epidermis, og også hjælpe med transporten af andre virkestoffer

## Fugtbalancen er meget vigtig

- ✓ Optimalt vandindhold i huden er vigtig for normal afstødning af hudceller
- ✓ Hudens yderste vandindhold skal altid være god, så de levende celler har nok vand.
- ✓ Hvis hudens dybere lag mister vand, bliver kollagen og elastin sejt
- ✓ Ferskenvand med vitamin A, B3, C, E og K regenererer hudens væv.
- ✓ Lav molekylær hualuronsyre vægt stimulerer hudens egen produktion af HA

